


Informações Básicas

- Os sistemas integrados **Nano Pump** e **CGM** contam com o **Algoritmo de Pâncreas Artificial (APGO®)**, para viabilizar a administração automatizada de insulina (Auto Mode).
- Disponível pelo **Gerenciador Pessoal de Diabetes (GPD)**.
- O **Auto Mode** tem como objetivo reduzir a carga do manejo do diabetes.
- Contribui para a melhora do **Tempo na Faixa alvo (TIR)**.
- Sistema híbrido de **Pâncreas Artificial Auto Mode (APGO®)** Medtrum.



Principais Características

- O algoritmo utiliza Auto Basal, Auto Correction Bolus e Auto Meal Bolus para auxiliar no controle dos níveis de glicose de forma **automatizada**.
- A entrega de insulina é dinâmica e **atualizada a cada 2 minutos**, considerando as leituras atuais do sensor, o histórico de doses e as tendências de glicose (passado, presente e futuro).
- Meta de glicose do sensor com 3 opções: 100 mg/dL | 110 mg/dL | 120 mg/dL.
- O **recurso opcional Auto Meal Handling** elimina a necessidade de contagem diária precisa de carboidratos. Ou seja, quatro tipos de refeição podem ser selecionados no **Auto Meal Handling**: café da manhã, almoço, jantar e lanche.



Se você estiver em **tendência de queda**, o **Modo Automático** fornecerá **menos insulina** para ajudar a reduzir ou prevenir quedas.

Se você estiver em **tendência de alta**, o **Modo Automático** fornecerá **mais insulina** para ajudar a reduzir ou prevenir altas.



A MENOR PATCH PUMP AUTOMATIZADA DO MUNDO

NANO
PUMP
200 UI

Alliance Pharma
HEALTH SOLUTIONS

Simplifying Diabetes
Medtrum

Viver com **liberdade** é possível.



Somos a Alliance Pharma.

Inovação e qualidade em saúde para um futuro com mais liberdade.

Há mais de 35 anos atuamos no setor farmacêutico brasileiro e neste momento através da Alliance Pharma, apresentando soluções inovadoras que transformam o cuidado com o diabetes em uma experiência mais simples, segura e discreta.

Para além da tecnologia, o cuidado.

Mais do que fornecer produtos, estamos ao lado de pacientes, familiares e médicos, garantindo apoio educacional e a melhor experiência com nossas tecnologias.

✓ Atendimento Especializado:

Nossa equipe está pronta para esclarecer dúvidas sobre instalação, uso e manutenção da Nano Pump e Nano CGM;

✓ Materiais de Apoio:

Oferecemos manuais, tutoriais e vídeos explicativos que funcionam como referência prática;

✓ Educador em Diabetes:

Para situações que demandem acompanhamento mais próximo, a Alliance Pharma oferece o suporte de educadores em diabetes, profissionais de saúde qualificados para orientar e auxiliar em aspectos de tratamento, rotina e alimentação.

NANO PUMP 200 UI

A menor Patch Pump do mundo.

Patch Pump TouchCare® Nano com o Algoritmo Pâncreas Artificial (APGO®): o menor sistema automatizado para a administração de Insulina do Mundo.



PDM = Personal Diabetes Manager:
Especificações: Bomba Patch 200 UI – 40,5 × 31,5 × 11,5 mm, 13,8g.
Resistência à água nível IP28:
pode ser usada continuamente a 2,5 m de profundidade por até 1h.

- A **menor e mais leve Patch Pump do mundo.**
- Discreta e quase invisível, elimina a necessidade de múltiplas injeções diárias.
- Até 3 dias de infusão contínua de insulina.
- Permite tomar banho e nadar sem interrupções.
- Modos de bolus flexíveis:
Normal, Combinado, Estendido.
- Integração perfeita com o CGM NANO para recurso de HCL.
- Compartilhamento de dados com profissionais de saúde e familiares através do portal Easy View.

Vamos construir
juntos um futuro com
mais **liberdade.**


Alliance Pharma
HEALTH SOLUTIONS

Simplifying Diabetes
Medtrum